

オリンパス社製偏光顕微鏡用 分散対物レンズ



クリソタイル $n_D^{25^\circ\text{C}}=1.550$

株式会社 ウエスト

偏光分散用対物レンズ (PLM-DS)

2012年7月にISO22262-1が制定されました。
ISO 22262-1やEPA法でのアスベストの分析方法の中に
“偏光顕微鏡による分散染色法”があります。

偏光顕微鏡による偏光分散には、専用の分散対物レンズ
米国McCRONE社製偏光顕微鏡用分散対物レンズが最適です。




オリンパス社製
偏光顕微鏡

× 10



米国:McCRONE社製



クリソタイル $n_D^{25^\circ\text{C}}=1.550$

価格(税抜):御問合せ下さい

※性能及び外観、価格等予告なく変更することがあります。※本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

株式会社 ウェスト

〒243-0211

神奈川県厚木市三田3634-6

TEL:046-241-4642 FAX:046-241-5612

URL: <http://www.fanda-wesst.com/wesst/>

2013.11.1