



4等分フィルタ—カット—



4等分フィルターカッター

同一サンプルでアセトートリアセチン法による総繊維数濃度、低温灰化後の無機質総繊維数濃度及び分散染色法によるアスベスト総繊維数濃度を求める場合にフィルターをカットする必要があります。



フィルターを4分割した場合の分析例

φ25mm用・φ47mm用 価格(税別):お問い合わせ下さい。
※1/2カットなど特注も承っておりますのでお問合せ下さい。

※性能及び外観、価格等予告なく変更することがあります。※本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

株式会社 ウェスト

〒243-0211

神奈川県厚木市三田3634-6

TEL:046-241-4642 FAX:046-241-5612

E-mail:wesst@fanda-wesst.com

URL: <http://www.fanda-wesst.com/wesst/>